

Visco-elasticum



(BF)

Extractie van hyaluronzuur van **niet-dierlijke oorsprong** (Biofermentatie)

(RC)

Extractie van hyaluronzuur van **dierlijke oorsprong** (Rooster Comb)



Ons Gamma	Merk	Type Visco	Niveau Viscositeit	Volume (ml)	Viscositeit (cPs)	Mol. Gew. (Mln Daltons)	Samenstelling (1% = 10 mg/ml)	Osmolariteit (mOsm/kg)	Shelf Life (Maand)	Land (Beschikbaar)
Viscositeit Zeer laag (< 20.000 cPs)										
Pe-HA-Visco 2%	ALBOMED®	Dispersief	Zeer laag	2,0	4.000 - 5.000	0,11 Mln	2,0 % HPMC	270-400	60	BE/NL
Pe-HA-Visco Plus 2,4%	ALBOMED®	Dispersief	Zeer laag	2,0	6.000 - 8.000	0,14 Mln	2,4 % HPMC	270-400	60	BE/NL
Viscositeit Laag (> 20.000 & ≤ 50.000 cPs)										
Pe-HA-Luron F 1,0%	ALBOMED®	Cohesief	Laag	1,0	20.000	1,1 - 1,5 Mln	1,0 % NAHA (BF)	270-400	42	BE/NL
Pe-HA-Luron F 1,4%	ALBOMED®	Cohesief	Laag	1,0	30.000	1,1 - 2,0 Mln	1,4 % NAHA (BF)	270-400	42	BE/NL
Viscositeit Gemiddeld (> 50.000 & ≤ 300.000 cPs)										
Pe-HA-Luron F 1,6%	ALBOMED®	Cohesief	Gemiddeld	1,0	60.000	1,2 - 2,0 Mln	1,6 % NAHA (BF)	270-400	42	BE/NL
Pe-HA-Blue PLUS (Trypan Blue)	ALBOMED®	Cohesief	Gemiddeld	1,0	80.000	1,1 - 2,0 Mln	1,7 % NAHA (BF)	270-400	42	BE/NL
Pe-HA-Luron F 1,8%	ALBOMED®	Cohesief	Gemiddeld	1,0	100.000	1,2 - 2,0 Mln	1,8 % NAHA (BF)	270-400	42	BE/NL
Pe-Ha-Luron F 3,0%	ALBOMED®	Cohesief	Gemiddeld	1,0	300.000	1,0 - 1,8 Mln	3,0 % NAHA (BF)	270-400	42	BE/NL
Viscositeit Hoog (> 300.000 cPs)										
Microvisc	Bohus BioTech	Cohesief	Hoog	0,55/0,85	1.000.000	5,0 Mln	1,0 % NAHA (RC)	310	36	BE
Microvisc Phaco	Bohus BioTech	Coh. / Disp.	Hoog	0,55/0,85	1.000.000	4,0 Mln	2,5 % NAHA (RC)	360	36	BE
Pe-HA-Luron	ALBOMED®	Coh. / Disp.	Hoog	0,55/0,85	1.000.000	5,0 Mln	1,0 % NAHA (RC)	320	36	BE/NL
Microvisc Plus	Bohus BioTech	Cohesief	Hoog	0,55/0,85	3.300.000	5,0 Mln	1,4 % NAHA (RC)	320	36	BE
Pe-HA-Luron PLUS	ALBOMED®	Coh. / Disp.	Hoog	0,55/0,85	3.300.000	6,0 Mln	1,4 % NAHA (RC)	320	36	BE/NL

